


# KERN 328-03

**KERN**

Pesos de miligramas, F1, 5 mg, Plateleta, aço inox polido



## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	6×6×3 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	328

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0019
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de teste - valor nominal	5 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,02 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	6×6×3 mm
Material	aço inox polido

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-453
Número do artigo para calibração DAkkS	962-453
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-453