


Folleto del producto

08.08.2026

KERN 328-07

Pesas de miligramos, F1, 100 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
315-242	Pinzas 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinzas 315-243 (acero inoxidable 105 mm)
315-247	Pinzas 315-247 (acero inoxidable, plástico 136 mm)
317-009-600	Estuche para pesa de aluminio 317-009-600 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M3 para forma constructiva Fracturagrama)
318-270	Cepillos 318-270
338-090-200	Estuche para pesa de madera 338-090-200 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)
347-009-400	Estuche para pesa de plástico 347-009-400 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
921-457	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-457
962-457	Certificado de calibración DAKKS 962-457
962-457R	Recalibración DAKKS 962-457R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables