

KERN 328-07

Poids milligrammes, F1, 100 mg, Plaquette, inox poli

KERN



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-457

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	8,5×8,5×4 mm
Poids net	0,0001 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-009-400
Étui - Référence aluminium	317-009-600
Étui - bois Numéro d'article	338-090-200

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	328

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - volume (cm ³)	0,0116
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0002
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7960
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	170
Poids de contrôle - valeur nominale	100 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,05 mg

Forme de construction

Forme poids	Plaquette
Dimensions poids (L×P×H)	8,5×8,5×4 mm
Matériau	inox poli

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-457
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-457