

KERN 328-07

KERN

Peso di milligrammi, F1, 100 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	328

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,0116
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0002
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7960
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	170
Peso di calibrazione - valore nominale	100 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,05 mg

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-457
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-457

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-457

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	8,5×8,5×4 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-009-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-009-600
Caso - Legno Numero di articolo	338-090-200

Pittogrammi

STANDARD

