

# KERN 328-09

**KERN**

Pesas de miligramos, F1, 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-459
Número de artículo para calibración DAkkS	962-459
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-459

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	328

## Sistema de medición

OIML-conforme	✓
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,08 mg
Peso de control OIML clase	F1
Peso de control - valor nominal	500 mg
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> )	170
Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7960
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0581
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0011
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓

## Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	12×12×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	12×12×4 mm
Peso neto	0,0005 kg