

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 328-22

Juego de pesas de miligramos, F1, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios

PICTOGRAMAS



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
315-242	Pinzas 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinzas 315-243 (acero inoxidable 105 mm)
315-247	Pinzas 315-247 (acero inoxidable, plástico 136 mm)
317-009-600	Estuche para pesa de aluminio 317-009-600 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M3 para forma constructiva Fracturagrama)
318-270	Cepillos 318-270
328-01	Peso de prueba 328-01 (Clase OIML F1, Valore nominale 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-02	Peso de prueba 328-02 (Clase OIML F1, Valore nominale 2 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-03	Peso de prueba 328-03 (Clase OIML F1, Valore nominale 5 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-04	Peso de prueba 328-04 (Clase OIML F1, Valore nominale 10 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-05	Peso de prueba 328-05 (Clase OIML F1, Valore nominale 20 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-06	Peso de prueba 328-06 (Clase OIML F1, Valore nominale 50 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-07	Peso de prueba 328-07 (Clase OIML F1, Valore nominale 100 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-08	Peso de prueba 328-08 (Clase OIML F1, Valore nominale 200 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)
328-09	Peso de prueba 328-09 (Clase OIML F1, Valore nominale 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido)

Modelo	Descripción
328-222-420	Estuche para pesa 328-222-420 (para valores nominales 1 mg - 5 g para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)
338-090-200	Estuche para pesa de madera 338-090-200 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)
347-009-400	Estuche para pesa de plástico 347-009-400 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-701	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-701
962-450	Certificado de calibración DAkkS 962-450
962-450R	Recalibración DAkkS 962-450R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables