

Brochure produit

08.08.2026

KERN 328-22

Jeu de poids milligrammes, F1, 1 mg - 500 mg, Plaquette, inox poli, dans un étui en plastique

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série

Option

ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)
317-009-600	Étui de poid en aluminium 317-009-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzeln) pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Fracturegram)
318-270	Pinceaux 318-270
328-01	Poids spécifique 328-01 (Classe OIML F1, Valeur nominale 1 mg, Plaquette, inox poli)
328-02	Poids spécifique 328-02 (Classe OIML F1, Valeur nominale 2 mg, Plaquette, inox poli)
328-03	Poids spécifique 328-03 (Classe OIML F1, Valeur nominale 5 mg, Plaquette, inox poli)
328-04	Poids spécifique 328-04 (Classe OIML F1, Valeur nominale 10 mg, Plaquette, inox poli)
328-05	Poids spécifique 328-05 (Classe OIML F1, Valeur nominale 20 mg, Plaquette, inox poli)
328-06	Poids spécifique 328-06 (Classe OIML F1, Valeur nominale 50 mg, Plaquette, inox poli)
328-07	Poids spécifique 328-07 (Classe OIML F1, Valeur nominale 100 mg, Plaquette, inox poli)
328-08	Poids spécifique 328-08 (Classe OIML F1, Valeur nominale 200 mg, Plaquette, inox poli)
328-09	Poids spécifique 328-09 (Classe OIML F1, Valeur nominale 500 mg, Plaquette, inox poli)

Modèle	Description
328-222-420	Étui de poid 328-222-420 (pour les valeurs nominales 1 mg - 5 g pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
338-090-200	Étui de poids en bois 338-090-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-009-400	Étui de poids en plastique 347-009-400 (pour les valeurs nominales 1 mg - 500 mg (einzel) pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-701	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-701,
962-450	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-450
962-450R	Réétalonnage DAkkS 962-450R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables