

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 328-22

Kit di pesi di milligrammi, F1, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-243	Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile 105 mm)
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
317-009-600	Astuccio per peso in alluminio 317-009-600 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M3 per formato Fracturegram)
318-270	Pennelli 318-270
328-01	Peso di prova 328-01 (classe OIML F1, valore nominale 1 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-02	Peso di prova 328-02 (classe OIML F1, valore nominale 2 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-03	Peso di prova 328-03 (classe OIML F1, valore nominale 5 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-04	Peso di prova 328-04 (classe OIML F1, valore nominale 10 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-05	Peso di prova 328-05 (classe OIML F1, valore nominale 20 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-06	Peso di prova 328-06 (classe OIML F1, valore nominale 50 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-07	Peso di prova 328-07 (classe OIML F1, valore nominale 100 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-08	Peso di prova 328-08 (classe OIML F1, valore nominale 200 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)
328-09	Peso di prova 328-09 (classe OIML F1, valore nominale 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato)

Modello	Descrizione
328-222-420	Astuccio per peso 328-222-420 (per valori nominali 1 mg - 5 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
338-090-200	Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
347-009-400	Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzel) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-701	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-701
962-450	Certificato di calibrazione DAkkS 962-450
962-450R	Ricalibrazione DAkkS 962-450R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi