

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 328-22

Conjunto de pesos de miligramas, F1, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido, em caixa plástica


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos vivamente uma caixa devido à classe de peso muito exacta. Encontrará uma seleção na secção de acessórios

PICTOGRAMAS

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-242	Pinça 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinça 315-243 (aço inox 105 mm)
315-247	Pinça 315-247 (aço inox, plástico 136 mm)
317-009-600	Caixa de peso em alumínio 317-009-600 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M3 para forma de construção Fracturegram)
318-270	Pincéis 318-270
328-01	Peso de teste 328-01 (Classe OIML F1, Valor nominal 1 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-02	Peso de teste 328-02 (Classe OIML F1, Valor nominal 2 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-03	Peso de teste 328-03 (Classe OIML F1, Valor nominal 5 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-04	Peso de teste 328-04 (Classe OIML F1, Valor nominal 10 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-05	Peso de teste 328-05 (Classe OIML F1, Valor nominal 20 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-06	Peso de teste 328-06 (Classe OIML F1, Valor nominal 50 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-07	Peso de teste 328-07 (Classe OIML F1, Valor nominal 100 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-08	Peso de teste 328-08 (Classe OIML F1, Valor nominal 200 mg, Plateleta, aço inox polido)
328-09	Peso de teste 328-09 (Classe OIML F1, Valor nominal 500 mg, Plateleta, aço inox polido)

Modelo	Descrição
328-222-420	Caixa de peso 328-222-420 (para valores nominais 1 mg - 5 g para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)
338-090-200	Caixa de peso de madeira 338-090-200 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)
347-009-400	Caixa plástica de peso 347-009-400 (para valores nominais 1 mg - 500 mg (einzeln) para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-701	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-701
962-450	Certificado de calibração DAkkS 962-450
962-450R	Recalibração DAkkS 962-450R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis