

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 328-31

Pesas de miligramos, F1, 1 mg, Cableado, acero inoxidable pulido

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
315-242	Pinzas 315-242 (poliamida 100 mm)
315-243	Pinzas 315-243 (acero inoxidable 105 mm)
315-247	Pinzas 315-247 (acero inoxidable, plástico 136 mm)
317-009-600	Estuche para pesa de aluminio 317-009-600 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M3 para forma constructiva Fracturagrama)
318-270	Cepillos 318-270
338-090-200	Estuche para pesa de madera 338-090-200 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)
347-009-400	Estuche para pesa de plástico 347-009-400 (para valores nominales 1 mg - 500 mg (einzel) para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-451	Certificado de calibración DAkkS 962-451
962-451R	Recalibración DAkkS 962-451R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables