

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 338-02

Peso di milligrammi, F2, 2 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
315-243	Pinzette 315-243 (acciaio inossidabile 105 mm)
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)
317-009-600	Astuccio per peso in alluminio 317-009-600 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M3 per formato Fracturegram)
318-270	Pennelli 318-270
338-090-200	Astuccio per peso in legno 338-090-200 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)
347-009-400	Astuccio per peso in plastica 347-009-400 (per valori nominali 1 mg - 500 mg (einzeln) per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
921-452	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-452
962-452	Certificato di calibrazione DAkkS 962-452
962-452R	Ricalibrazione DAkkS 962-452R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi