

KERN 338-02

KERN

Peso di milligrammi, F2, 2 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	338

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,0007
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0001
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7960
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	170
Peso di calibrazione - valore nominale	2 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,06 mg

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	4×4×2 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-452
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-452

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-452

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	4×4×2 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-009-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-009-600
Caso - Legno Numero di articolo	338-090-200

Pittogrammi

STANDARD

