

KERN 338-02

KERN

Pesos de miligramas, F2, 2 mg, Plateleta, aço inox polido



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	338

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0007
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0001
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7960
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	170
Peso de teste - valor nominal	2 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F2
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,06 mg

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	4×4×2 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-452
Número do artigo para calibração DAkkS	962-452
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-452

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	4×4×2 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

Pictogramas

STANDARD

