

KERN 338-04

Pesas de miligramos, F2, 10 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido



Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-454
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	5×4×2 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	338

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0012
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0001
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7960
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	170
Peso de control - valor nominal	10 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,08 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	5×4×2 mm
Material	acero inoxidable pulido

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-454
Número de artículo para calibración DAkkS	962-454