

# KERN 338-07

Milligrammgewicht, F2, 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-457
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-457
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-457

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	338

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0116
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0002
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,16 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	8,5×8,5×4 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8,5×8,5×4 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg