

# KERN 338-08

**KERN**

Peso di milligrammi, F2, 200 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-458
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-458
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-458

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	338

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 mg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0233
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0005
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,2 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	9×9×4 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	9×9×4 mm
Peso netto	0,0002 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg