


KERN 338-09

Milligrammgewicht, F2, 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	12×12×4 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	338

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0581
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0011
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7960
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	170
Prüfgewicht - Nennwert	500 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,25 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	12×12×4 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-459
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-459
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-459