

KERN 338-09

Poids milligrammes, F2, 500 mg, Plaquette, inox poli

KERN



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-459

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	12×12×4 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-009-400
Étui - Référence aluminium	317-009-600
Étui - bois Numéro d'article	338-090-200

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	338

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - volume (cm ³)	0,0581
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0011
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7960
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	170
Poids de contrôle - valeur nominale	500 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,25 mg

Forme de construction

Forme poids	Plaquette
Dimensions poids (L×P×H)	12×12×4 mm
Matériau	inox poli

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-459
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-459