

KERN 346-78

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 20 kg, Bloco Eco, ferro fundido envernizado



Número do artigo para calibração
DAkks 962-645

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×127×150 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	20 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 346-080-600

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	2816,9014
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	238,048
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7100
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - valor nominal	20 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 g

Desenho

Forma de construção peso	Bloco Eco
Dimensões peso (L×P×A)	230×113×140 mm
Material	ferro fundido envernizado

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-645
---	---------