

KERN 346-84

KERN

Peso da carga pesada empilhável, Classe OIML M1, 1000 kg, aço, lacado



Dimensões da embalagem (L×P×A)	1100×855×485 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	1000 kg
Peso bruto aprox.	1000 kg
Peso de envio	1000 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761479586
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	138889
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	11574
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1000 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 g
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7000
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000

Desenho

Forma de construção peso	Peso da carga pesada
Dimensões peso (L×P×A)	1000×760×310 mm
Material	aço, lacado
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-694
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
------------------------	-----