

KERN 346-85

Stapelbares Schwerlastgewicht, OIML-Klasse M1, 2000 kg, Stahl, lackiert



Bruttogewicht ca.	2000 kg
Versandgewicht	2000 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1479593
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2000 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	23148
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	277778
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 g
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600

Bauform

Bauform Gewicht	Schwerlastgewicht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	1000×760×500 mm
Material	Stahl, lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-695
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1100×855×680 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	2000 kg