

KERN 346-85

KERN

Peso da carga pesada empilhável, Classe OIML M1, 2000 kg, aço, lacado



Peso bruto aprox.	2000 kg
Peso de envio	2000 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1479593
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	2000 kg
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	23148
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - volume (cm ³)	277778
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600

Desenho

Forma de construção peso	Peso da carga pesada
Dimensões peso (L×P×A)	1000×760×500 mm
Material	aço, lacado
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-695
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1100×855×680 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	2000 kg