


KERN 346-86

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Bloco, ferro fundido lacado



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	704,2254
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	59,512
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	5 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	155×78×84 mm
Material	ferro fundido lacado
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-643
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	180×85×93 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,1 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	346-060-600
------------------------------------	-------------

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761361782
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

