

# KERN 346-88

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 kg, Block, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 260×127×150 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 20 kg

Bruttogewicht ca. 22 kg

Versandgewicht 20,15 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 346-080-600

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761361805

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	238,048
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2816,9014
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 g
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	600

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	230×113×140 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS- Kalibrierung	962-645
--	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----