


KERN 346-88

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	346

Sistema de medición	
Peso de control - valor nominal	20 kg
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	238,048
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - volumen (cm ³)	2816,9014
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 g
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7100
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	600

Diseño	
Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	230×113×140 mm
Material	hierro fundido lacado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios	
Número de artículo para calibración DAkkS	962-645

Embalaje y envío	
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×127×150 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	22 kg
Peso de envío	20,15 kg

Casos opcionales	
Caso - Aluminio Número de artículo	346-080-600

Información sobre el producto	
GTIN/Número EAN	4045761361805
Número de mercancía	84239090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

