


KERN 346-88

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 20 kg, Blocco, ghisa laccata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	238,048
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2816,9014
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7100
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	600

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	230×113×140 mm
Materiale	ghisa laccata
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-645
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	260×127×150 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	22 kg
Peso di spedizione	20,15 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo	346-080-600
----------------------------------	-------------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761361805
Numero merceologico	84239090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

