

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-015

Poids individuel, Classe OIML M1, 1 g, Poids à fente (Type A), inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type A

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
347-030-400	Étui de poids en plastique 347-030-400 (pour les valeurs nominales 1 g - 5 g pour les classes F1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-075-100	Tige de support 347-075-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 100 g, inox finement tourné
347-095-100	Tige de support 347-095-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 500 g, inox finement tourné
347-115-100	Tige de support 347-115-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 1 kg, inox finement tourné

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-631	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-631
962-631R	Réétalonnage DAkkS 962-631R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables