

KERN 347-015

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 1 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino



Peso líquido	0,001 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-030-400
Estojo - alumínio Número do artigo	nicht verfügbar

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	0,119
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0024
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	1 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 mg

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	13×2 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-631
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×2 mm