

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-025

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 2 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
347-030-400	Plastic gewichtsetui 347-030-400 (voor nominale waarden 1 g - 5 g voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-075-100	Steunstang 347-075-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 100 g, edelstaal fijn gedraaid
347-095-100	Steunstang 347-095-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 500 g, edelstaal fijn gedraaid
347-115-100	Steunstang 347-115-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, edelstaal fijn gedraaid

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-632	DAkS Kalibratiecertificaat 962-632
962-632R	DAkS-rekalibratie 962-632R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen