

KERN 347-026

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 2 g, Poids à crochet, inox finement tourné



Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	6×6×18 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-030-400
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	0,2381
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0048
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7950
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	140
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poids de contrôle - valeur nominale	2 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,2 mg

Forme de construction

Forme poids	Poids à crochet
Dimensions (Ø×H)	6×18 mm
Matériau	inox finement tourné

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-632
--	---------