

KERN 347-026

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 2 g, Peso do gancho, aço inox virado fino



Dimensões da embalagem (L×P×A) 6×6×18 mm

Peso líquido 0,002 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,05 kg

Peso de envio 0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 347-030-400

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	0,2381
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0048
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	2 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1,2 mg

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	6×18 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-632
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----