

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-026-N00

Peso individual (Newton), 2 cN, Peso do gancho, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-242	Pinça 315-242 (poliamida 100 mm)
347-030-400	Caixa plástica de peso 347-030-400 (para valores nominais 1 g - 5 g para classes F1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-632N	Certificado de calibração DAkkS 962-632N
962-632RN	Recalibração DAkkS 962-632RN

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de seis dias



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis