

# KERN 347-026-N00

**KERN**

Poids individuel (Newton), 2 cN, Poids à crochet, inox finement tourné



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	Poids de Newton
Famille de produits	347-N

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale (N)	2 cN
---	------

## Forme de construction

Forme poids	Poids à crochet
Matériau	inox finement tourné
Dimensions (Ø×H)	6×18 mm

## Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	6×6×18 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Pictogrammes

STANDARD

