

# KERN 347-035-N00

**KERN**

Einzelgewicht (Newton), 5 cN, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	18×4 mm
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-633N
--------------------------------------	----------

## Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761277151
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration