

KERN 347-036-N00

KERN

Peso individual (Newton), 5 cN, Peso do gancho, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Peso Newton
Família de produto	347-N

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal (N)	5 cN
-----------------------------------	------

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Material	aço inox virado fino
Dimensões (Ø×A)	8×22 mm

Embalagem e expedição

Método de envio	Serviço de encomendas
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	8×8×22 mm
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

