

# KERN 347-037-N00

**KERN**

Peso singolo (Newton), 5 cN, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	5 cN
--	------

## Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	28×2,6 mm

## Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×3 mm
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

