

# KERN 347-045

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 10 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 347-050-400

## Pictogramas

## STANDARD



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição	
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	1,1905
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0241
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	10 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2 mg

Desenho	
Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	22×5 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços	
Número do artigo para calibração DAkKS	962-634

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	22×22×5 mm