

# KERN 347-047

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1,1905
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0241
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	28×5,8 mm
Material	Edelstahl feingedreht

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-634
--	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×6 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst