

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-056

Poids individuel, Classe OIML M1, 20 g, Poids à crochet, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
347-050-400	Étui de poids en plastique 347-050-400 (pour les valeurs nominales 10 g - 20 g pour les classes F1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-635	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-635
962-635R	Réétalonnage DAkkS 962-635R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables