

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 347-056

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 20 g, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincet 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                                  |
| 347-050-400 | Plastic gewichtsetui 347-050-400 (voor nominale waarden 10 g - 20 g   voor klassen F1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350               |
| 920-351  | Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351 |
| 962-635  | DAkkS Kalibratiecertificaat 962-635                                            |
| 962-635R | DAkkS-rekalibratie 962-635R                                                    |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen