

KERN 347-056

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis	
Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-050-400

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2,381
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0482
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
Prüfgewicht - Nennwert	20 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Abmessungen (Ø×H)	13×30 mm
Material	Edelstahl feingedreht

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-635
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×30 mm