

# KERN 347-056

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 20 g, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine



## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×30 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo 347-050-400

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	2,381
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0482
Peso di calibrazione - densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 mg

## Design

Struttura peso	Peso del gancio
Dimensioni (Ø×A)	13×30 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-635
---	---------