

KERN 347-056

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 20 g, Peso do gancho, aço inox virado fino



Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×30 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 347-050-400

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	2,381
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0482
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	20 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	13×30 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-635
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----