

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 347-057

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 20 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type B

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincet 315-242 (polyamide   100 mm)                                                    |
| 347-117-100 | Steunstang 347-117-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, edelstaal fijn gedraaid  |
| 347-137-100 | Steunstang 347-137-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 kg, edelstaal fijn gedraaid  |
| 347-147-100 | Steunstang 347-147-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, edelstaal fijn gedraaid |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350               |
| 920-351  | Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351 |
| 962-635  | DAkS Kalibratiecertificaat 962-635                                             |
| 962-635R | DAkS-rekalibratie 962-635R                                                     |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen