

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 347-065

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 g, Poids à fente (Type A), inox finement tourné

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type A

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincettes 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                                       |
| 347-075-100 | Tige de support 347-075-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 100 g, inox finement tourné                                                     |
| 347-080-400 | Étui de poids en plastique 347-080-400 (pour les valeurs nominales 200 g   pour les classes F1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact) |
| 347-095-100 | Tige de support 347-095-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 500 g, inox finement tourné                                                     |
| 347-115-100 | Tige de support 347-115-100, Classe OIML M1, Valeur nominale 1 kg, inox finement tourné                                                      |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350                   |
| 920-351  | Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351 |
| 962-636  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-636                                              |
| 962-636R | Réétalonnage DAkkS 962-636R                                                        |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables