

KERN 347-066

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 50 g, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine



Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	18×18×36 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-070-400
------------------------------------	-------------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	5,9524
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,1205
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	50 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	3 mg

Design

Struttura peso	Peso del gancio
Dimensioni (Ø×A)	18×36 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-636
---	---------