

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-067

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 50 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type B

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
347-117-100	Steunstang 347-117-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, edelstaal fijn gedraaid
347-137-100	Steunstang 347-137-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 kg, edelstaal fijn gedraaid
347-147-100	Steunstang 347-147-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, edelstaal fijn gedraaid

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-636	DAkS Kalibratiecertificaat 962-636
962-636R	DAkS-rekalibratie 962-636R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen