

KERN 347-075-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 100 g, aço inox virado fino



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	26×26×240 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	11,9048
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,2409
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	5 mg

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	26×240 mm
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo	2 kg
Peso individual máximo	1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-637
--	---------