

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-075-100-N00

Vara de apoio (Newton), 1 N, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- para fixar pesos com ranhuras
- A barra de suporte é cônica na área do gancho para que os pesos de ranhura possam ser engatados e desengatados sem esforço. Durante a utilização, os pesos permanecem firmemente no lugar e estão protegidos contra quedas acidentais.

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Compatível com todos os pesos da ranhura/varas de apoio do tipo A

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
347-015-N00	Peso Newton 347-015-N00, Valor nominal 1 cN, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-025-N00	Peso Newton 347-025-N00, Valor nominal 2 cN, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-035-N00	Peso Newton 347-035-N00, Valor nominal 5 cN, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-045-N00	Peso Newton 347-045-N00, Valor nominal 10 cN, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-055-N00	Peso Newton 347-055-N00, Valor nominal 20 cN, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-065-N00	Peso Newton 347-065-N00, Valor nominal 50 cN, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-075-N00	Peso Newton 347-075-N00, Valor nominal 1 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-085-N00	Peso Newton 347-085-N00, Valor nominal 2 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-095-N00	Peso Newton 347-095-N00, Valor nominal 5 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-115-N00	Peso Newton 347-115-N00, Valor nominal 10 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-125-N00	Peso Newton 347-125-N00, Valor nominal 20 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-135-N00	Peso Newton 347-135-N00, Valor nominal 50 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino
347-145-N00	Peso Newton 347-145-N00, Valor nominal 100 N, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-637N	Certificado de calibração DAkkS 962-637N
962-637RN	Recalibração DAkkS 962-637RN

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de seis dias



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis