

KERN 347-075

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 100 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino



Dimensões da embalagem (L×P×A)	33×33×18 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 347-090-400

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	11,9048
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,2409
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	5 mg

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	33×18 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-637
----------------------------------------	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----